

# Aktivsauerstoff-Aktivator

## Zur Verstärkung der Wirkung von Aktivsauerstoff-Granulat

### Anwendungsbereich

Aktivsauerstoff-Aktivator verstärkt die Wirkung von Aktivsauerstoff-Granulat und unterstützt dessen Desinfektionskraft. Der Aktivator wirkt nur in Kombination mit Aktivsauerstoff-Granulat.

### Vorteile

- Schwermetallfrei
- Absolut schaumfrei, pH-neutral

### Produktbeschreibung

Flüssiges Algizid-Konzentrat.  
Inhaltsstoffe: 100 g des Produktes enthalten 22,5 g Poly(hydroxypropylen-dimethylammoniumchlorid).

### Anwendungsempfehlung

Dosieren Sie zuerst das Aktivsauerstoff-Granulat, danach geben Sie den Aktivator bei laufender Umwälzpumpe direkt ins Whirlpoolwasser zu.



Artikelnr. 2241600 | 1,0 L